

## Détails du produit:

1. Matériau: polypropylène non tissé 100%
2. Taille: 80 \* 190 + 20cm, 90 \* 200 + 20cm, 160 \* 190 + 20cm, 160 \* 200 + 20cm, 180 \* 200 + 20cm ou taille personnalisée
3. Élastique: 5mm le long de la largeur latérale + 30cm sur la longueur ou la taille personnalisée
4. Couleur: bleu; Blanc ; autre taille disponible
5. Emballage: 10pcs / sac, 100pcs / carton

## Les indications:

- 1, largement utilisé pour le spa, l'hôtel, le massage, le salon, une utilisation médicale une fois
- 2, pour empêcher la propagation des fluides corporels et des éclaboussures sanguines, et isoler la poussière, la particule, l'alcool, le sang, les bactéries et le virus envahissent.

## Caractéristiques:

Matériel	Polypropylène non tissé 100%
Couleur	Blanc bleu
Style	Élastiques sur la largeur
Taille	80 * 190 + 20cm, 90 * 200 + 20cm, 160 * 190 + 20cm, 160 * 200 + 20cm, 180 * 200 + 20cm ou taille personnalisée
emballage	10 pcs / boîte, 100pcs / ctn
Poids	25-65gsm ou personnalisé
Paquet	PE BAG PED, puis Package de carton de papier ou personnalisé
Fonctionnalité	Durable, doux, jetable
Usage	Spa, hôtel, massage, salon, médicinal, hôpital, maison

## Nos services:

1. Fournir les produits de la plus haute qualité

L'équipe de QC professionnelle contrôle strictement chaque étape de la production jusqu'à chargement.

2. Le délai de livraison le plus rapide

Si urgent, 1 \* 40HQ peut être terminé dans les 5-7 jours!

Normalement, 1 \* 40HQ peut être terminé dans les 10-15 jours!

Saison occupée, 1 \* 40HQ peut être terminé dans les 25-30 jours!

### 3. Le prix le plus raisonnable

Investissez continuellement dans l'amélioration de nos travailleurs, produits et processus qualifiés

Pour minimiser le coût de chaque étape!

### 4. Le service sucré et rapide

Nos travailleurs auront toujours toujours une réponse de vos questions dans les 5 à 10 minutes.

### 5. Nous pouvons également aider à rechercher des produits connectés.

Outre toutes sortes de produits médicaux jetables, nous pouvons également aider votre source les produits connectés comme votre demande!

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-fitd-bed-heet-with-élastic.html#.ylnhdpkzauk>