

Caractéristique du produit:

1. Taille: S 96 * 140 * 57cm m 100 * 144 * 57 cm l 104 * 148 * 57 xl 108 * 152 * 58
2. Avec un niveau élevé de répulsion fluide.
3. Fait à partir de SMS hydrophobes, PP, PP + PE. CPE, matériel microporeux; Sans latex; résistant à l'abrasion; Lint bas; Fluide complètement imperméable.
4. Conçu pour une protection optimale, un port confortable.
5. blanc, bleu, vert, jaune, rouge peut être disponible. Les indications des blases de laboratoire dentaire jetables sont largement utilisés dans les robes de protection de la sécurité médicale, les robes d'atelier aseptique, l'isolement protecteur, l'usine électronique minière, l'élevage de la ferme de l'usine de l'usine alimentaire et ainsi de suite.

Nos avantages:

1. Fabricant de direction, blases de laboratoire dentaire jetables, toutes les couleurs.
2. Iso, CE, PP, PP / PE, SMS, SMM, microporeux,
3. Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours;
4. Barrière bien au liquide et respirant, conception d'emballage OEM, service en 24 heures.

Spécification de produit:

Numéro de code	OH-4000
Couleur	Blanc, d'autres comme le bleu, le bleu foncé, le vert, etc.
Matériaux	PP non tissé 40g / m ² (+/- 2g / m ²), plage de poids de 30 à 60gsm Il est fabriqué à partir de tissu non tissé de liaison filée en polypropylène, de peluche à faible teneur en latex, non résistante à l'abrasion, avec un haut niveau de répulsion du liquide, une bonne barrière au sang, aux fluides corporels et aux agents pathogènes.
Style	Colliers de chemise, pas de poches, poignets élastiques, 4 velcros à l'avant,
Taille	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (Détails, vous pouvez vérifier ci-dessous)
Emballage	5pcs / sac, 50pcs / ctn; 10pcs / sac, 100pcs / ctn, selon vous
Notre norme	CE, ISO13485, FDA


Style de la blouse de laboratoire pour votre référence

Front ouvert: avec des boutons, avec une fermeture éclair, avec du ruban magique (velcro),

Cuff: avec des poignets ouverts, avec des poignets élastiques, avec des poignets tricotés,

Col: avec collier unique (chemise), avec col rond, avec col tricoté,

De plus: avec des poches, sans / pas de poches.



Notre emballage normal:

1. 5pcs / sac, 50pcs / ctn, comme vos demandes
 2. Non stérile (stérile disponible)
 3. Taille du carton: 30 * 48 * 41cm, 0,05904cbm ou comme demande
 4. Si vous achetez 1x20gp, pouvez charger 440ctns, la quantité sera de 44000pcs
- Si vous achetez 1x40hq, pouvez charger 1117ctns, la quantité sera de 111700pcs

FAQ

1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale? Quand votre entreprise a-t-elle été établie?

Oui, nous sommes directement fabricants, notre usine a été créée en 2003.

2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

Au cours des années passées, elle était d'environ 18 millions de dollars USD, elle est toujours en croissance.

3. Quel est le nombre d'employés dans votre entreprise?

Notre usine est d'environ 380 à 400 travailleurs qualifiés, 10 QC professionnel pour une vérification de qualité pendant chaque processus et 10 ventes professionnelles avec 3 à 8 ans d'expérience dans le service commercial Int'l.

4. Quel est le pourcentage de la distribution de vos produits pour la local et l'exportation?

À l'heure actuelle, 90% pour l'exportation, 10% pour les locaux.

5. Quels sont les principaux pays dans lesquels vous exportez?

Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, France, Royaume-Uni, États-Unis, Arabie saoudite, Chili, Mexique, Pérou, Brésil, Corée, Japon, Thaïlande, etc.

6. Pourriez-vous nous fournir un aperçu de la gamme des produits que vous fabriquez spécifiquement?

Notre propre usine produise principalement toutes sortes de masques de visage jetables, de casquettes, de couvertures, de robes chirurgicales, de blouse de laboratoire, de feuilles de lit, de manches de bras, de couvertures de chaussures, de rideaux chirurgicaux, de ponchos de pluie, de tabliers, etc.

7. Combien de lignes de production y a-t-il pour votre grande gamme de produits?

2 lignes de production pour le tissu PP, SMS, PP / PE. 2 ateliers sans poussière pour les produits stériles chirurgicaux 5 machines à capuchon automatique et 5 machines à chaussures automatiques. 10 machines de masque pour le visage automatique.

8. Quelle est votre capacité de sortie pour votre grande gamme de produits?

Capacité du masque facial: 1000 000 pièces / jour. Couverture, robes chirurgicales, blason de laboratoire, capacité de feuille de lit: 10 000 pièces / jour. Caps Caps: 200 000 pièces / jour. Chaque 1 * 40HQ peut être terminé dans les 7 à 10 jours.

9. Votre entreprise a-t-elle un système de gestion de la qualité tel que ISO, EN ou CE Certificat (s)?

Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS et Nelson Report.

10. Puis-je obtenir les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je l'obtenir?

Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3 à 7 jours.

11. Pouvons-nous imprimer notre logo dans les produits ou l'emballage?

Oui, tous les produits peuvent être fabriqués sur mesure et tout le package peut être imprimé comme vos illustrations.

12. Quelle est la date d'expiration de vos produits?

Environ 3-5 ans.

13. Quelles sont vos conditions de paiement normales?

Pour la première commande, 30% T / T à l'avance, 70% seront payés avant le chargement ou L / C. Nous pouvons en discuter davantage après une coopération à certains moments.

14. Quel est votre MOQ de chaque produit?

Masque facial / casquettes / couvertures de chaussures / manches de bras chaque MOQ: 50 000 pièces. Vêtements et draps MOQ: 5000 pièces.

15. Comment résolvez-vous les problèmes de qualité le cas échéant?

Notre usine accordera la plus grande attention à tous les problèmes de qualité. Nous étudierons profondément la cause profonde des problèmes et trouverons la meilleure solution pour éviter tout problème futur. Pendant ce temps, nous correspondons à la rémunération pour nos clients.

Des photos:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-nab-coat.html#.ypqsuegzauk>