

Nonwoven masque plissé, masques chirurgicaux modernes, infirmière et masque de protection du patient

La description du masque

- 1) Notre masque sont énormément dans la demande de leur douceur, la nature hygiénique et des tarifs raisonnables.
- 2) liaison Spun, SMS, Melt matériau soufflé utilisé
- 3) Disponible 1ply, 2ply, 3 plis et 4ply
- 4) variées options de couleur: blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
- 5) en vrac et l'emballage stérile unique offert.
- 6) Prix par quantité

Propriétés des masques chirurgicaux modernes

- 1) Haute filtration: 3 plis plissés offres de conception, 0,05 micron filtration à plus puis 99%.
- 2) fil d'aluminium Slim se glisse facilement sur le nez, et de maintenir la filtration maximale en même temps.
- 3) Tie et le style de la boucle d'oreille: deux paires de traverses de polypropylène assurent un ajustement confortable;
style boucle d'oreille attache rapide et avec des boucles élastiques.

Les termes de l'échange des masques chirurgicaux modernes

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Emballage de masque

- 50pcs / boîte, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 container GP peut contenir 1.400.000 Pcs de masques, 700 Ctns;

réceptier 1 * 40 HC peut contenir 3.450.000 Pcs de masque, 1725 Ctns.
Ou que vos exigences.

Photo de masque de protection

