

cravate Nonwoven sur masque chirurgical, 3 plys masque chirurgical, usine pour masques hospitaliers

Propriétés de cravate sur masque chirurgical

- 1) Il est très faible résistance à la respiration, sans odeur étrangère, sans aucun sentiment stimulant;
- 2) barre de nez peut être adaptable, confortable, sans fibres de verre, sans latex;
- 3) BFE (Bacteria efficacité de filtration) $\geq 99\%$
- 4) Utiliser la technologie de soudage par ultrasons, un port confortable.

Emballage de cravate masque chirurgical

50 pcs / boîte 2000 pcs / ctn

Taille de la boîte: 18 * 10 * 10cm

Taille Ctn: 52 * 38 * 42cm

Notre masque chirurgical peut atteindre suivant la norme de qualité

- 1) Conforme à EN14683: 2005
- 2) filtration bactérienne efficacité (BFE%) $\geq 99\%$.
- 3) type standard IIR, résistance à la pénétration par le sang synthétique 120 mmHg.

Spécifications de masques d'hôpital

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
Couleur	Blanc / bleu / vert / rose / / orange / violet / jaune citron / Capri bleu / bordeaux / noir
boucle d'oreille	Attachez sur
barre de nez	Plastique ou en métal
Qualité standard	TYPE IIR, EN14683 et FDA
MOQ	100.000 pièces
Prix:	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Détails d'emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence

Photo de masque chirurgical

