

Product details

Indications de la feuille de transfert des patients

- 1) la feuille de transfert des patients est utilisée pour remettre en place les patients.
- 2) recommandent un usage unique.
- 3) lourd non tissé de tissu avec surface intérieure traitée d'aider les soignants avec des tâches de repositionner.
- 4) se glisse facilement dans toutes les directions et réduit considérablement la friction et la force requise pour déplacer les patients.

La fonction de feuille de transfert des patients

Tissu	Polypropylène, SMS, PP + PE
Style	Scellage par ultrasons, avec trou sur le côté de la longueur
Fonction	Protéger le personnel et les patients de surinfection
Taille	195 cm * 85 cm (peut être fait selon la demande du client)
Couleur	Blanc, bleu, vert, gris, noir... etc

Détails d'emballage de patient transfer sheet

Stérile: 1 sac de plastique de pcs/papier, 50 pcs/Ctn

Non-stériliser: 1 pcs/sac, 50 pcs/ctn

Ou tant que vos conditions

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

