

PP masques de couverture de la barbe, non-tissé jetable masque chirurgical barbe, jetable barbe net

Paramètres de masques de couverture de la barbe

- 1) Matériel: PP non tissé
- 2) Couleur: Blanc, bleu, vert, etc
- 3) boucle d'oreille: élastique boucle d'oreille
- 4) Taille: 19 pouces, 21 pouces

Caractéristiques du jetable masque chirurgical barbe

- 1) Il est très faible résistance à la respiration, sans odeur étrangère, sans aucun sentiment stimulant;
- 2) boucle d'oreille élastique peut être réglable, un port confortable;
- 3) Durée de conservation: Au moins 3 ans (à la réception)

Emballage de barbe net

spécification	emballage normal	taille de carton
19 pouces	100 Pcs / sac de PE, 1000 Pcs / carton	26 * 22 * 32 cm
21 pouces	100 Pcs / sac de PE, 1000 Pcs / carton	52 * 23 * 26 cm

Notre avantage

- 1) nous sommes fabricant pour la barbe nette avec l'histoire de 12 ans, ont un grand avantage dans le prix et la technologie;
- 2) Puissance fortes de production: 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours;
- 3) Les ventes prometteuses équipe: service dans les 24 heures
- 4) l'assurance de haute qualité: ISO9001, ISO13485, certifié CE, FDA enregistré.

Photo de couverture des masques de barbe



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

