

Product details

Leuratières de drap de lit non-tissé pour hôtel:

- 1) 2 du polypropylène0-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) microporeux 45-65gsm

Fonction de drap de lit de chirurgien

- 1) Le tissu est ssouvent et sanitaire.
- 2) Taille unique lit de taille plus standard.
- 3) Il est durable et efficaces pour protéger les personnes qui vivent dans l'hôtel, en plein air, ou à l'hôpital, à buanderie inutile vide avec des draps jetables qui sont bien adaptés pour votre usage.
- 4) la stérilisation EO: avec ou sans, avec la stérilisation EO est largement utilisé à l'hôpital.

Emballage de feuille de couverture de lit

S
P
E
C
I
A
L
I
T
É
R
E
D
I
T
E
E
S
À
T
E
N
P
L
A
S
T
I
Q
U
E
D
E
P
A
P
I
E
R
,
5
P
C
S
/
C
T
N

R
P
O
S
I
T
I
O
N
S
O
F
F
I
C
I
A
L
S
E
C
T
I
O
N
S

R
e
m
a
r
q
u
e
:
t
o
u
t
p
e
u
t
ê
t
r
e
s
p
é
c
i
a
l
e
s
u
r
m
e
s
u
r
e
s
e
l
o
n
v
o
s
b
e
s
o
i
n
s
r
é
e
l
s

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

