

## Product details

### **Leuratières de drap de lit non-tissé pour hôtel:**

- 1) 2 du polypropylène0-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) microporeux 45-65gsm

### **Fonction de drap de lit de chirurgien**

- 1) Le tissu est ssouvent et sanitaire.
- 2) Taille unique lit de taille plus standard.
- 3) Il est durable et efficaces pour protéger les personnes qui vivent dans l'hôtel, en plein air, ou à l'hôpital, à buanderie inutile vide avec des draps jetables qui sont bien adaptés pour votre usage.
- 4) la stérilisation EO: avec ou sans, avec la stérilisation EO est largement utilisé à l'hôpital.

### **Emballage de feuille de couverture de lit**

S  
P  
E  
C  
I  
A  
L  
I  
T  
É  
R  
E  
D  
I  
T  
E  
E  
S  
À  
T  
E  
N  
P  
L  
A  
S  
T  
I  
Q  
U  
E  
D  
E  
P  
A  
P  
I  
E  
R  
,  
5  
P  
C  
S  
/  
C  
T  
N

R  
P  
O  
S  
I  
T  
I  
O  
N  
S  
E  
R  
V  
I  
C  
E  
S

R  
e  
m  
a  
r  
q  
u  
e  
:  
t  
o  
u  
t  
p  
e  
u  
t  
ê  
t  
r  
e  
s  
p  
é  
c  
i  
a  
l  
e  
s  
u  
r  
m  
e  
s  
u  
r  
e  
s  
e  
l  
o  
n  
v  
o  
s  
b  
e  
s  
o  
i  
n  
s  
r  
é  
e  
l  
s

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

