

Les indications

Largement utilisé dans l'hôpital, l'usine alimentaire et l'atelier sans poussière

Emballage normal

100pcs / sac, 10 sacs / ctn

Spécifications du couvercle du manchon Blue PE

Article	Fournisseurs de couvercles à manches PE bleu PE élastiques jetables Fournitures
Matériel	Pe pelucheux
Masse	2,5-5g
Style	avec élastique
Taille	20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm etc.
Couleur	bleu
Emballage	100pcs / sac, 10 sacs / ctn
Pconception de la pose	Toutes les impressions intérieures et carton peuvent être comme votre conception
Conception de cartons	40 * 20 * 32cm
Applications	Largement utilisé dans l'hôpital, l'usine alimentaire et l'atelier sans poussière
MOQ	50000pcs
Échantillon	peut être fourni gratuitement pour votre vérification de qualité en 3 jours
Trimestre de paiement	T / t, l / c, d / a, d / p / datink
Délai de livraison	Comme votre quantité (nous pouvons terminer 100000 pc par semaine)
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



