Les indications

Largement utilisé dans l'hôpital, l'usine alimentaire et l'atelier sans poussière

Emballage normal

100pcs / sac, 10 sacs / ctn

Spécifications du couvercle du manchon Blue PE

Fournisseurs de couvercles à manches PE bleu PE élastiques jetables Fournitures
Pe pelucheux
2,5-5g
avec élastique
20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm etc.
bleu
100pcs / sac, 10 sacs / ctn
Toutes les impressions intérieures et carton peuvent être comme
votre conception
40 * 20 * 32cm
50000pcs
peut être fourni gratuitement pour votre vérification de qualité en 3 jours
T / t, l / c, d / a, d / p / datink
semaine)
Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou





