

Polypropylène masque respiratoire de protection, concepteur masque facial médical, chirurgical masque facial de l'atelier 3 plis

La propriété de masque respiratoire de protection

- 1) Te sur masque, élastique masque facial, et un masque de coupe, etc.
- 2) Les différentes couleurs et de matériaux options sont offertes.
- 3) Les deux vrac et emballage stérile unique sont disponibles
- 4) Très bon prix, qualité stable et une livraison rapide.

Les spécifications du concepteur masque facial médical

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

Pourquoi choisir notre masque 3 plis

- 1) Nous sommes l'un des principaux fabricants, exportateurs et fournisseurs en gros d'excellente qualité masques jetables de Xiantao, Hubei, en Chine, la ville natale de produits non tissés.
- 2) Le produit offert empêche d'irritation de la peau, plissé pour la couverture du visage complet, ultra sonic scellage et un placement correct des plis, cool et respirant, non pelucheux. Ceux-ci sont fabriqués à arrêter infection par voie aérienne de se propager.

Photo de masque 3 plis

