

face polypropylène masque jetables, concepteur de la mode des masques chirurgicaux, anti-poussière masque filtrant

Indications de masque jetable

- 1) stérile masque facial est à l'hôpital, clinique, le personnel médical et les patients;
- 2) masque facial non stérile peut être utilisé pour l'atelier sans poussière, usine de nourriture et ainsi de suite.

Description masque jetable

- 1) 17.5 * 9.5cm, taille unique plus;
- 2) boucles d'oreille extra-doux éliminent une pression sur les oreilles;
- 3) La couche intérieure en tissu facial doux, aucun colorant, aucun produit chimique, doux pour la peau, ce qui est élevé filtration, BFE 99,5, PFE 99,7% à 0,1 micron;
- 4) résistant, sans latex, fibre de verre liquide, sans odeur;
- 5) TYPE norme de qualité IIR, confortable pour les professionnels médicaux et du personnel de santé;
- 6) Ils sont principalement utilisés dans les hôpitaux, les centres de soins de santé, les cliniques dentaires et les pharmacies.

Emballage de concepteur chirurgical masques

50pcs / boîte, 40boîtes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 container GP peut contenir 1.400.000 Pcs de masques, 700 Ctns;
récipient 1 * 40 HC peut contenir 3.450.000 Pcs de masque, 1725 Ctns.
Ou que vos exigences.

Les termes commerciaux de design chirurgical masques

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Photo de masque filtrant

