

Spécifications de masque de visage non tissé non tissé imprimé non tissé:

3 couches, à l'extérieur, est imprimée PP non tissée, les couches intérieures sont blanches non tissées, la couche intermédiaire est du papier filtre de 99 standard.

Poids: 35 + 25 + 25g (confortable, sans fibres de verre, sans latex, doux et respirant)

Taille: 17.5x9.5cm (adulte)

avantages

1. Très faible résistance à la respiration, sans odeur étranger, sans aucun sentiment stimulant.
2. La barre de nez peut être adaptable, confortable, sans fibres de verre, sans latex.
3. PFE (efficacité de la filtration des particules non huileuses) $\geq 30\%$.
4. BFE (efficacité de la filtration des bactéries) $\geq 95\%$ (99%).
5. Utilisez une technologie de soudage à ultrasons, un port confortable.
6. blanc, bleu, vert, rouge, rose, jaune peut être disponible

emballage

Non stérile, 50pcs / boîte, 2000PCS / CTN, Carton Taille: 52x38x34cm,

les indications

1. Les produits stériles sont utilisés pour le personnel médical clinique hospitalier et les patients.
2. Les produits non stériles peuvent être utilisés pour l'atelier sans poussière, l'hôpital, le laboratoire, l'industrie alimentaire, les fabricants électroniques et ainsi de suite.
3. Pour empêcher la propagation des fluides corporels et des éclaboussures sanguines et isoler la poussière, les particules, l'alcool, le sang, la bactérie et le virus envahissent.

Terme de paiement: T / T, L / C, D / A, D / P / TRANSCROW

Délai de livraison: en tant que quantité (nous pouvons terminer 1 milliard PC par jour)

Port FOB: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Spécifications de masque chirurgical jetable

| | |
|------------------------|--|
| La description | Masque jetable non tissé non tissé imprimé non tissé imprimé non tissé non tissé 3ply masque facial |
| Matériel | 3Ply, pp non tissé |
| Poids | 35 + 25 + 25g (confortable, sans fibres de verre, sans latex.) |
| Style | Boucle d'oreille élastique (sans latex) |
| Taille | 17.5x9.5cm (adulte) |
| Couleur | blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles) |
| emballage | Non stérile: 50 pcs / boîte, 2000PCS / CTN |
| conception d'emballage | Toute la boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être aussi votre conception |
| taille de carton | 52x38x34cm |

| | |
|-------------------|--|
| Applications | Personnel médical clinique de l'hôpital et patients. atelier sans poussière, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique et ainsi de suite |
| Moq | 100000 pcs |
| Goûter | Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans une semaine |
| Terme de paiement | T / T, L / C, D / A, D / P / P / P / ES |
| | |
| | |