

Masque de protection masque facial non tissé jetable masque anti-poussière anti-virus boucle d'oreille masques jetables [Masque facial de chirurgie 3 plis](#)

Masque facial jetable non tissé 3ply / masque chirurgical / masque médical avec des certificats CE et FDA fait de 3 couches, les couches intérieures et extérieures sont en PP non tissé, la couche intermédiaire est en papier filtre de haute qualité 99. Avec style boucle d'oreille.

La spécification de protection [Masque](#)

Matériel	3 plis, PP non tissé 25g + filtre 25g + pp non tissé 25g
Fonctionnalité	Doux pour la peau, hypoallergénique, confortable, haute respirabilité, sans fibre de verre, sans latex Boucle d'oreille élastique (sans latex)
Taille	17,5x9,5 cm (adulte)
Couleur	blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge, vert pomme, noir, (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	Non stérile: 50 pcs / boîte, 2000 pcs / ctn ou 1000 pcs / ctn
conception d'emballage	Toute l'impression de boîte intérieure et de carton peut être comme votre conception
taille du carton	52 x 38 x 30 cm
Applications	personnel médical hospitalier et patients. atelier sans poussière, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique, etc.
MOQ	10000 pièces
Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de qualité dans un délai d'une semaine
Conditions de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Heure de livraison	1 * 40HQ peut être terminé dans les 7 à 10 jours.en tant que quantité (2 millions de pièces par jour) Port FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou





