

Protection masque 3 Ply avec earloop; anti-poussière masque de cleanroom; masques chirurgicaux colorés

Description visage masque 3 Ply avec earloop

- 1) 17.5 * 9.5cm, taille unique plus;
- 2) boucles d'oreille extra-doux éliminent une pression sur les oreilles;
- 3) La couche intérieure en tissu facial doux, aucun colorant, aucun produit chimique, doux pour la peau, ce qui est élevé filtration, BFE 99,5, PFE 99,7% à 0,1 micron;
- 4) résistant, sans latex, fibre de verre liquide, sans odeur;
- 5) TYPE norme de qualité IIR, confortable pour les professionnels médicaux et du personnel de santé;
- 6) Ils sont principalement utilisés dans les hôpitaux, les centres de soins de santé, les cliniques dentaires et les pharmacies.

Les spécifications du masque de cleanroom

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poinds du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

Nous produisons des genres de masques chirurgicaux colorés suivants

- 1) 3ply ou 2 plis non tissé masque
- 2) 2 plis ou 1ply masque de papier
- 3) 4 plis charbon actif masque

Photo de visage masque 3 Ply avec earloop



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

