

Product details

Nous pouvons produire suivant les types de masque

- 1) 3ply ou 2 plis non tissé masque
- 2) 2 plis ou 1ply masque de papier
- 3) 4 plis charbon actif masque

La propriété des imprimés masque

- 1) La logo peut être imprimer dans un certain endroit du masque de visage sous une certaine température, ;
- 2) Nous pouvons également faire l'impression avec des pigments;
- 3) le Matériel: PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé.

Les termes commerciaux de design non-tissé masque chirurgical

MOQ	500000 pcs
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1,000,000 pcs /journée
Temps de livraison	En fonction de la quantité
Détails d'emballage	50 pcs / bbœuf, 2000 ordinateur personnels / ctn, ou comme votre exigence

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way

