

## Sommaire

Les couvertures médicales qui ne peuvent pas être implantées sont faites de non-tissées et de polytel.

Fournir de la chaleur et du confort pendant l'urgence des premiers soins

Largement utilisé pour l'utilisation de patients célibataires

Parfait pour une utilisation d'urgence, des équipements de premiers soins, des centres de soins d'urgence, des hôpitaux et d'autres établissements de soins médicaux

Ce matériel est sans latex

### Matériel:

100% polyester à l'intérieur, en dehors de PP non tissé

Caractéristiques: jetable, imperméable

Type: feuille plate, couverture amicale amicale

Formulaire: rectangle

Motif: rayé

Utilisation: hôtel, jetable, hôpital

est\_customisé: Oui

Poids: 220-700G, 220-700G

Saison: quatre saisons

Nom du produit: couverture médicale jetable

Mots-clés: jetable

Couleur: bleu, blanc ou ajusté

Tissu: 100% polyets, pp non tissé

Utilisation: compagnies aériennes, hôpitaux, maisons de soins infirmiers

Logo: recevoir le logo ajusté

Taille: réception de la taille ajustée

Conception: accepter des conceptions spéciales

Emballage: 1 PC / Poli Sac

### Détail rapide

Lieu d'origine: Chine

Matériel: polyester + non tissé

Caractéristiques: pliée, jetable, massage, étanche

Technique: non tissé

Forme: carré

Utilisation: se réchauffer, les patients se déplacent

est\_customisé: Oui

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement: 100000 pièces / pièces par semaine

Emballage et expédition

Port: Fob Wuhan / Shanghai / Ningbo

Temps d'attente:

Quantité (coupe)	1 - 100000	> 100000
EST. Heure (jour)	20	À négociier

des biens	score
Lieu d'origine	Chine
Ingrédient	Polyester + non tissé
Caractéristique	Plié, jetable, massage, imperméable
Technique	Non-noyage
Formulaire	Boîte
Utilisation	Réchauffer les patients et se déplacer
est personnalisé	Oui



Utilisé dans: Hôpital d'urgence des maisons de soins infirmiers

peut être emballé individuellement

Description du produit







