

Le style du jetable drap de lit pour hôpitaux

Plat, élastique sur deux extrémités, élastique sur quatre coins;

Nous produisons également des feuilles de civière.

Les détails sur le drap de lit jetable pour les hôpitaux

1. Matériel: SPP non tissé, SMS, microporeux, Spunlace

2. Poids: 20-100 g / m²

3. Couleur: blanc, vert, bleu, jaune..etc

4. Taille: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm

peut être fait selon la demande du client)

5. Style: élastique à deux extrémités ou élastique à quatre coins, nous avons également un style plat,

6. C'est une bonne barrière contre le sang, les fluides corporels et les agents pathogènes, sans latex, résistant à l'abrasion, faible peluchage, avec un haut niveau de répulsion des fluides.

7. Il est largement utilisé à l'hôpital pour les lits d'urgence et chirurgicaux.

Emballage de drap de lit jetable pour hôpitaux

Emballage stérile	1 pcs / sac plastique en papier stérile, 50 pcs / Ctn
Emballage régulier	5 pcs / sachet, 50 pcs / Ctn
Remarques: tout peut être personnalisé en fonction de vos besoins réels	

Photos de drap de lit jetable pour hôpitaux

