

Product details

Caractéristiques de SMS45g vêtements jetables chirurgicale

1. La blouse chirurgicale est durable, doux, léger, confortable, à l'abrasion et à l'électricité statique résistant.
2. La blouse chirurgicale est l'air et perméable à la vapeur, tout en résistant à l'eau et fluide aérosol.
3. La robe est faite de 100% SMS à haute densité, ne contenant pas d'additifs, adhésifs.
4. La blouse chirurgicale est spécialement enduit pour prévenir efficacement nuisibles, la poussière de superfine, l'acide densityinorganic élevé, des solutions alcalines et salines.

Spécification des SMS45g vêtements jetables chirurgicale

La description	SMS45g fabricant chirurgicale jetable de vêtements, robe jetable chirurgicale médicale, l'hôpital chirurgical robes de rideaux
matériel	SMS (Polypropylène Spunbond Nonwoven Fabric + Meltblown Tissu non-tissé en polypropylène + Spunbond Nonwoven Fabric)
Taille	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150cm) ou d'autres tailles personnalisées
Grammage	16-65gsm est disponible (en tant que votre demande)
Détails	le style stérile et non stérile, standard et renforcé, standard et à ultrasons, avec et sans serviettes. velcro sur le col, cravates sur la taille, poignets tricotés
couleur	bleu
Emballage	stérile, 10 pcs / sac, 50pcs / ctn non ou 100pcs / ctn. stérile, 1 pièce / sac stérile, 50pcs / ctn ou 100 pcs / ctn
Application	Médical & amp; santé / Ménage / Laboratoire
caractéristique	Durable, écologique, non toxique, respirante et flexible Anti-alcool, anti-sang, anti-huile, anti-bactéries, , Etanche acide, preuve Alkali, stabilisant anti-UV, non-doux
Livraison	Un conteneur 40HQ peut être finshed au sein de 15-25days.
Stockage	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Remarque	1.this produit peut être stérilisé par l'oxyde d'éthylène. 2.Validity: 3 ans
OEM	1.Material ou d'autres spécifications peuvent être selon customers'requirements. 2.Customized Logo / marque imprimée. 3.Customized emballages disponibles.

Certificat	CE, ISO13485, FDA
------------	-------------------

Product display






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!

