Masque facial jetable en un seul paquet

Description du produit

3 couches jetables non tissé de protection de boucle d'oreille fournisseur élevé de masque facial de filtration

Fait de 3 couches, couche intérieure et extérieure PP non tissé, couche intermédiaire papier filtre de haute qualité 99. Style boucle d'oreille.

Avantage

- 1. Fabricant direct, masque facial chirurgical non tissé 3ply certifié ISO CE FDA, n'importe quelle couleur.
- 2. Norme ISO, CE, FDA, BFE> 99%, type II / Type IIR.
- 3. Capacité: 1 000 000 PCs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
- 4. Souffle libre et facile, respectueux de l'environnement, conception d'emballage OEM, service dans les 24 heures.
- 5. Respectueux de la peau, hypoallergénique, confortable, hautement respirant, sans fibre de verre, sans latex
- 6, peut être emballé individuellement.

spécification

Matériel	3 plis, PP non tissé 25g + filtre 25g + pp non tissé 25g
Caractéristiques	Doux pour la peau, hypoallergénique, confortable, hautement respirant, sans fibre de verre, sans latex
Style	Boucles d'oreilles élastiques (sans latex)
Taille	17,5x9,5 cm (adulte)
Couleur	blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge, vert pomme, noir, (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	Non stérile: 50 pcs / boîte, 2000 pcs / ctn ou 1000 pcs / ctn
conception d'emballage	Toute l'impression de boîte intérieure et de carton peut être selon votre conception
taille du carton	52 x 38 x 30 cm
Application	Personnel médical hospitalier et patients. Atelier sans poussière, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique, etc.
MOQ	10 000 PCS
Échantillon	Il peut être donné gratuitement pour votre contrôle de qualité dans un délai d'une semaine
Délai de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Heure de livraison	1 * 40HQ peut être terminé dans les 7 à 10 jours. Selon votre quantité (2 millions de pièces par jour)

Emballage et expédition

Non stérile: 50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn ou 20 boîtes / ctn

notre service

1. Fournir des produits de la plus haute qualité

L'équipe professionnelle de QC contrôle strictement chaque étape de la production jusqu'au chargement.

2. Délai de livraison le plus rapide

En cas d'urgence, 1 * 40HQ peut être terminé en 5-7 jours!

Habituellement, 1 * 40HQ peut être terminé dans les 10-15 jours!

Saison chargée, 1 * 40HQ peut être terminé en 25-30 jours!

3. Le prix le plus raisonnable

Investir constamment dans l'amélioration de nos travailleurs qualifiés, de nos produits et de nos processus pour minimiser les coûts à chaque étape du processus!

4. Service doux et rapide

Nos employés répondront toujours patiemment à vos questions

en 5 à 10 minutes.

5. Nous pouvons également vous aider à trouver des produits connectés.

En dehors de toutes sortes de produits médicaux jetables, nous pouvons également vous aider à trouver des produits connexes selon votre demande!

Informations sur la société

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. («Orient Honest») est une société mondiale de développement de produits et de fabrication directe qui se spécialise dans l'innovation et les fournitures médicales et de protection rentables. Orient Honest a élargi notre large gamme de produits tels que toutes sortes de combinaisons de protection jetables, blouses chirurgicales, blouses de laboratoire, masques faciaux, draps, bonnets chirurgicaux, couvre-chaussures, manches, imperméables, tabliers, gaze, rouleaux de coton, etc.

Orient Honest est une entreprise à croissance rapide, la satisfaction du client est toujours notre mission et notre objectif. Nous nous engageons à améliorer continuellement nos processus de fabrication, à améliorer les performances de nos produits et à développer de nouveaux produits rentables pour répondre aux demandes de divers clients et marchés. Tous nos produits sont conformes aux normes de qualité internationales, telles que ISO13485, CE, FDA.

Nos produits ont été exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et ainsi de suite.