

Product details

La caractéristique de la couverture non-tissé drap de lit, draps de lit en caoutchouc à l'hôpital

en tissu	Polypropylène, SMS, PP + PE, ou microporeux
style	Dotées elastic réesign,Idéal pour toutes les tailles et les styles de l'abri des lits
Fonction	la preuve de l'humidité
Taille	83 "L x 35" W Ou que vos exigences
Emballage	emballés individuellement

We fournit également:

- 1) robes de consolation, robes de patients, visite des blouses, des blouses de laboratoire, coverall, costumes gommage, kimono
- 2) Les bouchons du médecin, masque de visage, draps de lit, couvre-lits, housses de coussin, manchon recouvre, chaussures, housses de démarrage, etc.

Pourquoi nous choisir ?

- 1) fabricant direct de drap de lit avec élastique, prix d'usine;
- 2) 10.000 Pcs / jour, nous pouvons terminer 1 * 40 HQ conteneur dans environ 15 jours;
- 3) CE ISO approuvé par la FDA, la qualité stable
- 4) Service dans les 24 heures, l'échantillon peut être fini en 2 jours, échantillon gratuit.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

The regular shipment way



FAQ

Q1: .Comment pouvez-vous résoudre les problèmes de qualité le cas échéant?

A: Notre usine va payer la plus grande attention aux problèmes de qualité. Nous allons profondément enquêter sur les causes profondes des problèmes

et trouver la meilleure solution pour éviter les problèmes futurs.

En attendant, nous allons correspondre à la compensation pour nos clients.

Q2: Quelle est votre date de péremption des produits?

A: Environ 3-5 ans.

Q3: Est-ce que votre entreprise a-t-elle un système de gestion de la qualité tel que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et le rapport NELSON.