

Product details

L'utilisation de polypropylène masques médicaux

- 1) Le masque est largement utilisé dans un hôpital, cliniques, le personnel médical et les patients.
- 2) Il offrir une protection de premier ordre contre l'air dangereux trouvés dans toutes les situations de travail industriels tels que peinture, lab travail impliquant des solvants chimiques, La pulvérisation d'engrais ou de pesticides chimiques, la garde des odeurs lorsque vous faites la gestion des déchets, travailler avec des huiles et des émanations de gaz ... etc.

Spécification du masque antiviral

- 1) Taille: 17,5 x 9,5 cm, taille unique la plus
- 2) barre de nez Adaptable, aucun stimulus à la peau humaine
- 3) Couleurs: blanc / rose / vert / bleu / jaune, nous avons 11 couleurs totalement
- 4) Haute efficacité, filtre le pollen, la poussière et les bactéries, BFE% & gt; 99%
- 5) Résistance à la pénétration de sang synthétique 120 mmHg
- 6) Conforme à EN14683 et FDA standard de qualité

L'emballage des masques BFE99

Q
a
a
b
t
e
d
é
p
e
b
ô
h
e
e
:
1
8
*
1
*
7
c
m

B

B
b

Q
B
g
a
B
p
b
y
:
5
2
*
3
8
*
3
c
m

Product display



The regular shipment way



Our business process

