

Stérier la section de chirurgie césionnaire de chirurgie césionnaire EO jetable

Nom du produit	Stérier la section de chirurgie césionnaire de chirurgie césionnaire EO jetable
Application	Clinique, Hôpital, etc.
Matériel	Non tissé, SMS, SM / PE, BI-Lam, Tri-Lam, Film PE, SS, etc.
Poids	30-50g SM etc.
Fonctionnalité de produit	1. Poids léger et sensation douce
	2. Excellente absorption d'eau et imperméable
	3. Blocage de la transmission de bactéries
Taille (cm)	Voir la liste de composition ou comme demande
Taille de carton	60 * 40 * 45cm, ou en tant que demande
Couleur	Bleu
Certificat	CE & ISO13485
Stérilisation	EO stérilisé / non stérile
Terme de paiement	T / T, L / C & D / P
Emballage	1 Sac / Blister Sac, 10 pcs / carton, stérilisé par EO, peut être personnalisé
Capacité d'approvisionnement	100000 PC / mois
Heure de livraison	20-40 jours après la commande confirmée
Conditions commerciales	Fob, c & f et exw
Port de chargement	Wuhan ou Shanghai
Projet d'OEM	Acceptable

Liste de composition				
Non.	Nom de l'article	La description	Taille	Unité
1	Drape Utility avec du ruban adhésif	45g SMS + ruban adhésif	60 * 80cm	4
2	Drapé moyenne	45g SMS	160 * 170cm	2
3	Couverture de table arrière	45g SMS + 55G Film PE	115 * 225cm	1
4	Essuie-mains	Papier blanc 66g	40 * 40cm	2
5	Robe chirurgicale renforcée	43g SMM antistatique	120 * 150cm	2
6	C-section drapé	45g SMS	195 * 275 cm	1
7	sac de suture	45g film PE transparent	33 * 43cm	1
8	Couverture Stand de Mayo	Film de PE + SMS 35G	58 * 137cm	