

## PP chirurgicales non tissées jetables rondes bouffant Casquettes Fabricant

### Spécification:

Point	PP chirurgicales non tissées jetables rondes bouffant Casquettes Fabricant
Matériel	9, 10 g, 12, 14, 18, 20 g, 25 g etc.
Style	Élastique (sans latex), simple et double style élastique
Couleur	blanc, bleu, vert
emballage	100pcs/bag, 1000pcs/CTN
conception d'emballage	Toute la boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être en tant que votre conception
Applications	Personnel médical clinique hospitalier et patients. atelier sans poussière, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique et ainsi de suite
MOQ	100 000 PCs
Contrôle de la qualité	1. nous ne commencerons pas à faire les produits jusqu'à ce que vous confirmiez l'échantillon. 2. l'emballage sera imperméable à l'eau, étanche à l'humidité et scellé
Certificat	CE, ISO13485, FDA

