

## **TYPE IIR masque chirurgical, 3 plys jetable masque complet, masques médicaux**

### **Le matériau de tissu de masque chirurgical**

- 1) Il est non-toxique non-tissé, Pas d'irritation, doux et confortable;
- 2) intérieure est la PP non-tissé avec effet antibactérien;
- 3) Middle est la couche de filtre efficace (haute qualité Faire fondre le tissu soufflé);
- 4) Outer est l'impression de santé de qualité Spun liaison polypropylène.

### **Spécification du jetable masque complet**

boucle d'oreille	Elastic boucle d'oreille ou une cravate sur
barre de nez	Plastique ou en métal
Qualité standard	TYPE IIR, N95, N99
MOQ	500.000 pcs
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ peut être fini en 15 jours
Temps de livraison	En fonction de la quantité, normalement 30 jours après l'accouchement
Détails d'emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence

### **Lorsque vous portez jetable masque complet, nous devons accorder une attention**

- 1) Il est le produit jetable, il suffit d'utiliser une fois, ne peut pas être utilisé une fois de plus;
- 2) S'il vous plaît arrêter de porter le cas avec la respiration anormale;
- 3) Conserver dans un endroit sec et froid.

### **Photo de masques médicaux**



