

TYPE IIR masque chirurgical, 3 plys jetable masque complet, masques médicaux

Le matériau de tissu de masque chirurgical

- 1) Il est non-toxique non-tissé, Pas d'irritation, doux et confortable;
- 2) intérieure est la PP non-tissé avec effet antibactérien;
- 3) Middle est la couche de filtre efficace (haute qualité Faire fondre le tissu soufflé);
- 4) Outer est l'impression de santé de qualité Spun liaison polypropylène.


Spécification du jetable masque complet

boucle d'oreille	Elastic boucle d'oreille ou une cravate sur
barre de nez	Plastique ou en métal
Qualité standard	TYPE IIR, N95, N99
MOQ	500.000 pcs
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ peut être fini en 15 jours
Temps de livraison	En fonction de la quantité, normalement 30 jours après l'accouchement
Détails d'emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence

Lorsque vous portez jetable masque complet, nous devons accorder une attention

- 1) Il est le produit jetable, il suffit d'utiliser une fois, ne peut pas être utilisé une fois de plus;
- 2) S'il vous plaît arrêter de porter le cas avec la respiration anormale;
- 3) Conserver dans un endroit sec et froid.

Photo de masques médicaux





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

