

<b>en tissu</b>	Couche 1: <b>PP non tissé</b>
<b>Matériel</b>	Couche 2: papier haute filtration
<b>Style</b>	Couche 3: <b>PP non tissé</b>
<b>Dimensions size</b>	Avec boucle d'oreille élastique de protection
<b>Tissu whuit</b>	14,5 * 9,5 cm; 12,5 * 8,5 cm
	25gsm + 25gsm + 25gsm, could être tant que votre demande
<b>Couleur</b>	wfrapper, bébé bleu, bébé rose, gris
<b>Certificat</b>	CE, ISO13485, FDA
<b>MOQ:</b>	200000 pièces
<b>Conception d'emballage</b>	peut être comme votre conception
<b>Emballage</b>	50 pcs / bbœuf, 2000 pcs / ctn, ou comme votre condition
<b>Aptitude</b>	60,000pcs par jour
<b>Heure de livraison</b>	7-30 jours
<b>Applications</b>	École, centre commercial, extérieur et tout lieu nécessitant une protection