

en tissu	Couche 1: PP non tissé
Matériel	Couche 2: papier haute filtration
prefix = o />	Couche 3: PP non tissé
Style	Avec boucle d'oreille élastique de protection
Dimensions size	14,5 * 9,5 cm; 12,5 * 8,5 cm
Tissu whuit	25gsm + 25gsm + 25gsm, could être tant que votre demande
Couleur	wfrapper, bébé bleu, bébé rose, gris
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	200000 pièces
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 pcs / bbœuf, 2000 pcs / ctn, ou comme votre condition
Aptitude	60,000pcs par jour
Heure de livraison	7-30 jours
Applications	École, centre commercial, extérieur et tout lieu nécessitant une protection

Avantages

1. Directement fabricant, masque facial chirurgical jetable non tissé 3ply certifié ISO CE FDA, toutes couleurs.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, norme de type II / Type IIR.
3. Capacité: 1000000 pièces / jour, 1 * 40HQ peut être terminé dans les 10-15 jours;
4. Laxet gratuit, respiration facile, respectueux de l'environnement, conception d'emballage OEM, service en 24 heures.
5. doux pour la peau, hypoallergénique, confortable, haute respirabilité, sans fibre de verre, sans latex