

## Product details

### La caractéristique de masque cravate sur

- 1) Fluide-resistant, haute souffle capacité et protection contre les éclaboussures.
- 2) Type IIR norme de qualité,est conforme à la norme EN 14683,norme CE
- 3) L'efficacité de filtration bactérienne (BFE) de 99 pour cent
- 4) Il's conception plissée et bandes verticales offrent une excellente fi facialet
- 5) Fait d'un matériau en polypropylène, non cytotoxique
- 6) Plicapable barre de mise en forme de nez, et la pleine protection du menton.

### Emballage et dimensions de masque d'hygiène

50 pcs / bbœuf,taille de la boîte: 18 \* 10 \* 10cm

2000 ordinateur personnels / ctn, Taille ctn: 52 \* 38 \* 42cm

Ou que vos exigences.

### Les termes de l'échange de masque bouche de couverture

MOQ	100000 pcs
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal
Capacité d'approvisionnement	1,000,000 pcs /jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Quelle est votre capacité de sortie pour votre gamme majeure du produit?

A: Face capacité de masque: 1000,000 pièces / jour.

Salopette, robes chirurgicales, blouse de laboratoire, lit capacité de feuille: 10.000 pièces / jour.

Caps capacité: 200.000 pièces / jour. Chaque 1 \* 40HQ peut être terminé dans 1 semaine.

Q2: quel est votre MOQ de chaque produit?

A: Visage masque / caps / couvre-chaussures / manches de bras chaque MOQ: 50.000 pièces.

Les vêtements et les feuilles MOQ: 5000 pièces