

Product details

Caractéristique de cagoule jetable

1. une utilisation de temps, nourriture traitement, fabrication, construction et application hygiénique.
2. fabriqué par tissu spunbond polypropylène.
3. bord élastique pour couverture capillaire totale.
4. sans latex, formaldéhyde libre.
6. assainissement et qualité conformément aux normes ce, ISO et FDA.
7. couleur disponible: blanc, bleu, vert, rouge, jaune, noir ... etc
8. avec ou sans masque facial

Emballage normal de Pp cagoule jetable

100pcs/bag, 10 sacs/ctn ou en tant que votre exigence

Photos de cagoule jetable non tissée



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

