

Product details

Construction de Flat oreille médecins masques

- 1) polypropylène 3-ply masque
- 2) embout en plastique plat réglable
- 3) tricoter les boucles d'oreille plates

Caractéristiques de jetables 3ply médecins masques

- 1) fournissent une excellente filtration bactérienne Propriétés
- (2) se plie pour le transport facile, confortable
- (3) les boucles auriculaires Extra-Soft éliminent la pression oreilles
- 4) approprié pour extérieur, intérieur et industriel utilisation.

Emballage de masques de médecins

Spécification	Emballage normal	Taille de carton	Container 1 * 40 HQ peut contenir (PCS)
3-ply, 25 + 25 + 24 g	50 PCs/boîte, 40 boîtes/ctn	52 * 31 * 34	2 440 000 PCs
Remarque: tout peut être personnalisé spécial selon à vos besoins réels			

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

