

## **Xiantao fournisseur pour les pp jetables poids lourd feuille de glissement de patient approuvé ce**

### **La spécification pour feuille de glissement de patient de poids lourd**

Matériel	polypropylène
Couleur	bleu
Style	Ultrasons étanchéité à la chaleur, avec trou dans le côté longueur
Taille	195 * 85 (peut être faite selon la demande du client)
Application	Hôpital, urgence Centre, clinique
MOQ	5 000 PCs
Prix	Négociable
Conditions de paiement	T/t, L/C, d/A, d/P, Western Union, Séquestre, PayPal
Capacité d'approvisionnement	10, PCs/jour, QG 1 * 40 le récipient peut être fini en 15 jours
Délai de livraison	Selon les quantité, normalement après le dépôt
Détails d'emballage	Stérile: 1 PCs/sac en plastique de papier, 50 PCs/ctn Non stérilisé: 1 PCs/sac, 50 PCs/ctn Ou comme vos exigences

### **Caractéristiques de PP feuille de glissement du patient**

- 1) Fait de tissus non tissés de haute qualité, non SMS tissés, pp, ou pp + PE 60 g-120 g;
- 2) Avec poignée, facile à utiliser pour le transfert du corps du patient;
- 3) Charge jusqu'à 300 livres. Taille: 85 W x 195 L

### **Image de pp poids lourd feuille de glissière de patient**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

