

Colored sarraus de laboratoire avec poignet tricoté:

couleur des blouses de laboratoire avec manchette tricot, usine fabriqués blouses de laboratoire rose, vistor bonne qualité

manteau en matériau PP + PE, sans latex; résistant à l'abrasion; complètement imperméable aux fluides et

alcool répulsif.

Disponible en couleur: rose, blanc, vert, bleu, jaune, etc.

Poids du matériau: 25-65gsm

De couleur des blouses de laboratoire avec tricot tableau des tailles de poignet:

Taille	S	M	L	XL	2XL	3XL
Hauteur (cm)	103	111	115	120	124	128
circonférence de la poitrine (CM)	116	126	132	34	144	154
Longueur des manches (CM)	57	57	57	58	58	58

Spécification de couleur des blouses de laboratoire avec poignet tricoté:

Namme	couleur des blouses de laboratoire avec manchette tricot, usine fabriqués blouses de laboratoire roses, les fabricants de manteau de vistor bonne qualité
Matériel	PP + PE
Grammage	25-65gsm / 30-65gsm / 45-65gsm ou votre demande
style	Avec / sans poche, simple double col / , Velcro / tirette / bouton sur le devant, manchette élastique / tricot
Taille	104x148cm, 108x152cm, 112x156cm, 115x160cm ou comme votre demande
Couleur	blanc, vert, bleu,
emballage	5pcs / bag, 10bags / carton ou votre demande
conception d'emballage	Toutes les impressions de sac et carton interne peut être aussi votre exigence
Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours

Certifications	CE / ISO13485 / FDA
----------------	---------------------


Notre avantage:

1. Les échantillons et de personnalisation disponibles.
2. Professional QC pour contrôler la qualité des produits. Tous les produits sont conformes à la qualité internationale standard tel que CE, ISO13485.
3. Avoir assez d'expérience et acquis une grande réputation de nos clients tout le mot. Tel que l'Amérique, l'Amérique du Sud, Europe, Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, etc.
4. paiement rapide, livraison rapide et des prix compétitifs.
5. Stable qualité et le meilleur service après-vente.
6. Le service d'OEM est disponible.

Les photos de couleur des blouses de laboratoire avec poignet tricoté:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

