

La couverture de lit jetable est fabriquée à partir d'isolement hautes performances matériau de protection. Largement utilisé à l'hôpital pour le lit de secours et le lit chirurgical . Également utilisé dans les hôtels et le lit de massage. Pour empêcher la propagation des fluides corporels et la teneur en éclaboussures de sang et isoler la poussière, les particules, l'alcool, le sang, les bactéries et le virus envahissant.

La spécification de la couverture de lit jetable

<b>Matriel fabriqué</b>	Pp, pp / pe, SMS, SMMS
<b>Style</b>	Extrémités plats et élastiques, extrémités carrées, rouleau
<b>Taille</b>	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm .....
Couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, rose, etc.
Emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / CTN ou 5 pcs / sac, 50 pcs / sac
Emballage conception	peut être comme votre conception
MOQ:	10000pcs
Échantillons	Peut être fourni gratuitement pour votre qualité Vérification dans les 3 jours
Heure de livraison	Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours
Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Des photos



✓ Oil-proof ✓ Waterproof

**Bed Sheet**







