

## Product details

### Présentation de la robe sur mesure anti-statique jetable

robe personnalisée anti-statique jetable, la Chine la meilleure robe de médecin disponible, usine en Chine robes de chirurgien jetables est faite à partir de matériaux en polypropylène hydrophobe avec enduit PE, ou Spunlace matériel avec PE coated. With la bonne fonction anti alcool, anti sang, imperméable à l'eau, etc.

### L'emballage de la robe jetable anti-statique personnalisé

Stérile: sac 1 pcs / papier plastique, 50 pcs / CTN

Non-stériliser: 5 pcs / sac, 50 pcs / CTN, Ou que vos exigences.

### Spécifications de la robe sur mesure anti-statique jetable

Prénom:  robe jetable personnalisé anti-statique, la Chine la meilleure robe de médecin disponible, Chine usine jetables robes de chirurgien

Matériel: PP + PE45G

Grammage: 45 g

Fermeture: avec fermeture de la ceinture, ou avec fermeture Velcro

Application: pour, pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médical

Taille: S / M / L / XL / XXL / XXXL,

Couleur: Vert, etc., en option

Emballage: Emballage normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton

Stockage: Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt

Certification: CE, ISO13485, FDA

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

