

Introduction de la combinaison non-tissé jetable:

non-tissé jetable globale en matériau polypropylène hydrophobe, sans latex, résistant à l'abrasion; faiblement pelucheux, avec un haut niveau d'imperméabilité fluide.

Color: blanc, vert, bleu, jaune, Orange, etc.

poids du matériau: 30-65gsm.

UNEpplication:

1. Pour, pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médical
2. Pour éviter la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang et d'isoler la poussière, particules, l'alcool, le sang, les bactéries et les virus envahissant.
3. Largement utiliser pour l'atelier dustless, clinique, l'industrie de la protection.

Emballage:

Emballage: 5 pcs / sac, 50 pcs / ag ou 1 pcs / sac, 50 pcs / ctn

Votre logo de l'entreprise peut être imprimé sur le sac intérieur et cartons.

Tableau des tailles:

ORDINAIRE TABLEAU DES TAILLES (Bievenue tailles personnes annales)

1
X
X
L
1
A
B
A
I
L
L
L
E
P
D
B
T
R
I
N
E
±
2
c
m
t
o
l
é
r
a
n
c
e
s
u
r
l
a
t
a
i
l
l
e

Spécification de combinaison non-tissée jetable:

prénom globale non tissé jetable

Matériel PP non tissé

style Avec / sans capuchon, avec / sans élastique à la taille, avec / sans démarrage peut être disponible.

Taille	S-6XL
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, Rose, rouge, gris, noir, etc.
emballage	5pcs / boîte, 10 sacs / ctn
conception d'emballage	toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
MOQ	5000 pcs
Échantillon	peuvent être fournis gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours
Paiement façon	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Photo de coverall non tissé jetable:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

