## La propriété de Chaise dentaire Couverture complète

Tous Couvertures de chaise sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- 1. Taille: Normalement Taille: 150x75cm, chaise Housse d'oreiller arrière: 26 \* 22 cm peut être personnalisé

2. Fabriqué de non tissé, doux et confortable, propre et sanitaire.
<ul><li>3. Pratique et léger, facile à utilisation.</li><li>4. Grande eau repoussant, convivial et confortable.</li></ul>
la spécification de Chaise dentaire Couverture complète
Nom
Chaise dentaire Couverture complète
Matériau
100% coton; Spunlace non tissé
Style
Avec élastique ou avec des liens
Taille
150x75cm, chaise Oreiller Housse d'oreiller: 26 * 22 cm ou une autre taille peut être personnalisée
Couleur
Bleu
Emballage
1Set / Sac, 25 Ensembles / Carton ,Peut être personnalisé
Boîte en carton
Tous les sacs à moteur et l'impression de carton peuvent être comme votre conception
Taille de carton

28 \* 22 \* 33 cm

Applications

Pour l'hôpital, la clinique

MOQ

2 000 fixe

## Échantillon

Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans les 3 jours ouvrables

Voie de paiement

T / T, PayPal, L / C

Délai de livraison

En 20-25 jours

FOB Port

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

<u>L'image de Chaise dentaire Couverture complète</u>









