

Jetables manteaux SMS de laboratoire:

blouse de laboratoire sms jetable en matériau sms haute performance. Largement utilisé dans la sécurité médicale de protection, atelier aseptique, isolement protecteur, l'électronique d'exploitation minière usine, aliments à la ferme de l'usine d'élevage biohazard et ainsi de suite.

Jetables manteaux SMS de laboratoire de spécifications:

prénom	jetable laboratoire SMS manteaux Chine fabricant, bon marché manteaux de visiteurs jetables, coutume SMS sarraus de laboratoire fournisseur
Matériel	SMS, ou PP, PP / PE, SMMS, microporeux
style	Avec / sans poche, simple double couleur, fermeture éclair / bouton à l'avant /, manchette élastique / tricot peut être disponible
Taille	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Couleur	vert ou blanc, bleu, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
Emballage	Non stériles: 5pcs / bag, 10 sacs / ctnor; Stérile: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
MOQ	5000 pcs
Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours
Manière de paiement	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours
FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

SMS jetables sarraus de laboratoire fonctions:

- 1) non pelucheux, imperméable à l'eau, une bonne résistance à la traction, confortable, respirante. Excellente pour dissiper la chaleur du corps, antistatique, contre les éclaboussures de liquide.
- 2) Choisissez le meilleur non-tissé de barrières fiables et sélectives aux bactéries, le sang et d'autres fluides.
- 3) les effets anti-bactériens Grand, la protection des travailleurs contre l'exposition à diverses particules de polluants et d'insecticides, etc.

Notre service:

1, échantillon gratuit.

- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!

Jetables manteaux SMS de laboratoire image:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

