

Fonctionnalité:

1. Contrôle de la qualité standard 1. Strict avec CE, ISO.
2. Made de haute qualité de matériau PP.
3. Factory avec un prix concurrentiel.
4. Stuffs expérites, livraison rapide, capacité de production stable.
5. J'ouvre une expérience de production de 10 ans.
6. OEM est disponible, tailles différentes, épaisseur, couleurs, logos imprimés, etc.
7. Équipes de vente professionnelle pour vous servir de tout coeur.

Emballage et expédition:

1. Emballage normal: 1pcs / sac, 5pcs / sac moyen, 600pcs / carton.
2. MOQ: 10000pcs.
3. Port: Shanghai / Wuhan, Chine.
4. Sample Disponibilité: Oui.
5. Période de soumission normal: 3 jours pour l'ordre d'échantillon, 25 jours pour la commande en vrac.

Questions fréquemment posées:

Êtes-vous un fabricant ou une entreprise de négoce?

Nous sommes un fabricant situé à Wuhan Hubei. Bienvenue pour visiter notre usine.

Quels certificats avez-vous?

Nous avons obtenu le certificat ISO13485, FDA, CE.

Pouvez-vous proposer un service personnalisé, tel que le logo personnalisé sur le produit, l'emballage intérieur et le carton personnalisé?

Oui, nous pouvons offrir un service personnalisé.

Pouvez-vous fournir des échantillons gratuits?

Oui nous pouvons. Des échantillons gratuits sont disponibles, mais les frais postaux doivent être payés à vos côtés.

Quels sont vos principaux produits?

Nos produits principaux incluent un masque facial jetable, une robe d'isolation, une combinaison de couverture, un manteau de laboratoire, une robe chirurgicale, un capuchon jetable, un tablier, une couverture de chaussures, etc.

Pourquoi nous choisir:

1. Nous avons passé la certification CE, FDA, ISO13485.
2. Bienvenue à toutes les exigences OEM.
3. Équipement de pointe et articles professionnels avec une expérience d'exportation de plus de 10 ans.
4. Produits qualifiés, 100% de nouveaux matériaux de marque, sûrs et sanitaires.
5. Nous avons un système de contrôle de qualité strict QC.
6. Avoir suffisamment d'expérience et gagna une bonne réputation de nos clients tout le mot. Comme l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, etc.

Matériaux	Non-tissé, SBPP, SMS, Spunlace, Coton, Polyester		
Taille	Taille libre	Poids	25-50gsm
Fonctionnalité:	respirant, biodégradable, recyclable, écologique, non toxique, doux, confortable, propre, pratique	Modalités de paiement	Tous les termes de paiement sont ok (donnez la priorité à votre commodité)
Carton	1pcs / sac, 5pcs / sac moyen, 600pcs / carton	Application:	Hôpital, voyager, hôtel, sauna maison, salon de beauté, spa, bébés, menstruations, puerpera, etc.
Capacité	50 000 pcs / jour		

https://www.china-disposable.com/products/disposable-kimono.html#.ymmoc_kzauk