

La propriété de Chaise Couvre pour Dental

Tous Couvertures de chaise sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

1. Taille: Normalement Taille: 150x75cm, chaise Housse d'oreiller arrière: 26 * 22 cm peut être personnalisé
2. Fabriqué de non tissé, doux et confortable, propre et sanitaire.
3. Pratique et léger, facile à utilisation.
4. Grande eau repoussant, convivial et confortable.

La spécification de Chaise Couvre pour Dental

Nom

Chaise Couvre pour Dental

Matériau

Non tissé pp, SMS

Style

Avec élastique ou avec des liens

Taille

150x75cm, chaise Oreiller Housse d'oreiller: 26 * 22 cm ou une autre taille peut être personnalisée

Couleur

Bleu

Emballage

1Set / Sac, 25 Ensembles / Carton ,Peut être personnalisé

Boîte en carton

Tous les sacs à moteur et l'impression de carton peuvent être comme votre conception

Taille de carton

28 * 22 * 33 cm

Applications

Pour l'hôpital, la clinique

MOQ

2 000 fixe

Échantillon

Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans les 3 jours ouvrables

Voie de paiement

T / T, PayPal, L / C

Délai de livraison

En 20-25 jours

FOB Port

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[L'image de Chaise Couvre pour Dental](#)



DISPOSABLE DENTIST CHAIR COVER

orient honest
MEDICAL EQUIPMENT



3PCS





