

Description de la blouse enfant jetable:

1. Nom: blouse enfant jetable
2. Application: Hôpital, hôtel, lieu antipoussière, alimentaire / électronique / atelier chimique
3. Matériel: pp 45g
4. Couleur: Blanc, etc
5. Style: tricot brassard / col, boutons sur le devant
6. Taille: S-XXXL tailles disponibles
7. Emballage: 5PCS / polybag, 50PCS / carton et que vous avez besoin
- 8.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolérance en différentes tailles et matériaux)
9. Mini quantité: 10, 000PCS
10. Certificat: CE, FDA, ISO13485

Caractéristiques de blouse enfant jetable:

1.Non irritant, propriété antibactérienne, une bonne résistance à la traction, non pelucheux, respirabilité supérieure et anti-statique, résistance aux chocs, doux, confortable.

éclaboussure 2.Against de matériel chimique et de la poussière solide.

blouse de laboratoire 3.Usually non-tissé avec l'effet de lieu sans poussière et anti-virus sont largement utilisés publics, l'industrie médicale, le nettoyage de l'environnement, l'usine électronique, la transformation des aliments, l'école et l'hôpital.

Notre avantage:

1. fabricant direct, prix d'usine;
2. 10,000 Pcs / jour, nous pouvons terminer 1 * 40 HQ conteneur dans environ 15 jours;
3. CE ISO approuvé par la FDA, la qualité stable
4. Service en 24 heures, l'échantillon peut être fini en 2 jours, échantillon gratuit.

Spécifications de blouse enfant jetable:

Matériel	PP non-tissé
poids du tissu	45g, ou pourrait que votre demande
style	col en maille, manchette en tricot, sans trois poches
Taille	S-6XL
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
Emballage	5pcs / boîte, 50 sacs / ctn, ou comme votre exigence
conception d'emballage	toutes les impressions de sac et carton interne peut être aussi votre conception

Applications	poussière atelier gratuit, hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
--------------	--

Des images de jetable blouse de laboratoire de l'enfant:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

