

## Description bouchon clip disponible:

Matériel: PP non-tissé

Couleur: blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge (Toutes les couleurs peuvent être disponibles)

Style: simple ou double élastique élastique

Poids: 10g-30g

Taille: 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 28 "

Détails d'emballage: 100 pcs / sac, 20 pcs / ctn

Certification: CE / ISO13485 / FDA

Lieu d'origine: la Chine

## Spécification du bouchon clip disponible:

Matériel	PP non tissé
Poids	10-30g
style	le style élastique élastique (sans latex), simple et double
Taille	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Couleur	blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, pourpre, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
la taille de l'emballage	58x25x27cm
Applications	hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier , laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 PCS

## Photos de bouchon clip disponible:





**FAQ:**

**(1) Vous êtes un fabricant ou une société de négoce?**

Nous sommes un fabricant situé dans la ville Xiatao, Hubei. Bienvenue à visiter notre usine.

**(2) Puis-je obtenir des échantillons à la qualité de test? Petit ordre de trainée acceptable?**

Oui, nous aimerions vous envoyer des échantillons pour l'évaluation. Petit ordre de trainée est également la bienvenue.

**(3) Pouvez-vous offrir un service personnalisé?**

taille Oui, personnalisé et la marque OEM disponible.

**(4) Quel est votre principaux produits?**

Nos principaux produits comprennent jetable masque, bonnet bouffant jetable, coverall jetable, Blouse de laboratoire, blouse chirurgicale, tablier jetable, couvre-chaussures, etc.

**(5) Quel est votre délai de livraison?**

habituellement dans 15 jours pour conteneur 20feet.