

Disponible combinaison bleue zippée:

Jetable bleu coverall fermeture à glissière est faite par mesure matériau couleur PP, on pourrait aussi faire autre couleur personnalisée comme demande. Cette combinaison de protection jetable est fabriqué à partir de PP haute performance isolement matériau protecteur non-tissé. Habituellement utilisée pour la preuve de la poussière dans la sécurité médicale de protection, atelier de l'usine et ainsi de suite.

Avantages du produit:

1. Le jetable bleu coverall fermeture éclair est particulière dans la plupart du marché, et nous avons pu faire sur mesure demande la couleur de sa.
2. Le matériau non-tissé PP est le matériau écologique, et de rendre le corps se sent couvercle respirant et léger. Et cela fait aussi le coverall étant la sécurité pour tout le monde à l'usure, sans stimulus à la peau.
3. Normalement, PFE (Efficacité de filtration des particules non huileuses) $\geq 30\%$. BFE (Bacteria efficacité de filtration) $\geq (99\%)$.
4. Le matériau non tissé PP normal est largement utilisé pour Prevetion de poussière.

Matériau non-tissé en PP fonctionnalités:

Cet article est fabriqué à partir de matériau en polypropylène hydrophobe, sans latex, résistant à l'abrasion; faiblement pelucheux; et avec un niveau élevé d'hydrophobie fluide.

La couleur bleu foncé est une couleur personnalisée et nous pourrions aussi faire d'autre couleur que votre demande:

Couleur disponible pour choisir: blanc, vert, bleu, jaune, orange, etc..

Normal Plage de poids Matériau: 30-65gsm.And nous pourrions faire l'autre matériau de poids que votre demande.

Sauf le matériau non-tissé PP, nous fournissons également le matériel ci-dessous pour combinaison de protection jetable:

- matériau 1.PP + PE
- 2. matériau SMS
- 3. matériau microporeux

Spécifications de coverall respirante jetable:

Matériel	Matériau non-tissé en PP
Poids	Beaucoup de poids pourrait que votre demande
style	Le style de base normale, sans capot et le coffre, avec fermeture éclair à l'avant, avec un seul col
Taille	S-6XL, ou en tant que votre demande d'échantillon
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
Emballage	5pcs / boîte, 10 sacs / ctn, (emballage normal)
conception d'emballage	Toute l'impression de sacs et cartons intérieure peut être aussi votre conception

Les indications	1. Usually été utilisé pour la protection industrielle normale. Et pourrait également être utilisé pour, pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médical 2. Pour éviter la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang et d'isoler la poussière, particules, l'alcool, le sang, les bactéries et les virus envahissant en peu de temps.
-----------------	---

Fiche produit images:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

