

La propriété de Chaise Couvre pour Dental

Tous Couvertures de chaise sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

1. Taille: Normalement Taille: 150x75cm, chaise Housse d'oreiller arrière: 26 * 22 cm peut être personnalisé
2. Fabriqué de non tissé, doux et confortable, propre et sanitaire.
3. Pratique et léger, facile à utilisation.
4. Grande eau repoussant, convivial et confortable.

La spécification de Couvertures de chaise dentaires

Nom

Couvre-fauteuils dentaires

Matériau

100% coton; Spunlace non tissé

Style

Avec élastique ou avec des liens

Taille

150x75cm, chaise Oreiller Housse d'oreiller: 26 * 22 cm ou une autre taille peut être personnalisée

Couleur

Bleu

Emballage

1Set / Sac, 25 Ensembles / Carton ,Peut être personnalisé

Boîte en carton

Tous les sacs à moteur et l'impression de carton peuvent être comme votre conception

Taille de carton

28 * 22 * 33 cm

Applications

Pour l'hôpital, la clinique

MOQ

2 000 fixe

Échantillon

Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans les 3 jours ouvrables

Voie de paiement

T / T, PayPal, L / C

Délai de livraison

En 20-25 jours

FOB Port

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[L'image de Couvertures de chaise dentaires](#)

DISPOSABLE DENTIST CHAIR COVER

orient honest
MEDICAL SUPPLY INTERNATIONAL



3PCS







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

