

## Description de la blouse de laboratoire jetable:

1. Nom: Non tissé blouse de laboratoire
2. Application: Hôpital, hôtel, lieu antipoussière, alimentaire / électronique / atelier chimique
3. Matériel: PP + PE
4. Couleur: blanc, vert, jaune, bleu, rose
5. Style: Elastic manchette / tricot, col rond / col, bouton avant / Velcro, La personnalisation est disponible
6. Taille: S-XXXL tailles disponibles
7. Emballage: 5PCS / polybag, 50PCS / carton et que vous avez besoin
- 8.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolérance en différentes tailles et matériaux)
9. Mini quantité: 10, 000PCS
10. Certificat: CE, FDA, ISO13485

## Caractéristiques des vestes jetables non tissés:

1. Isolement robe est faite d'un excellent matériel non-tissé à partir de plus grand fournisseur
2. Lint libre, imperméable à l'eau, une bonne résistance à la traction, confortable
3. respirante, excellente pour dissiper la chaleur du corps, contre les éclaboussures de

## Styles de blouse jetable:

- Col, ouvert et boutons
- Col, élastique et boutons
- Collier, ouvert et fermeture éclair
- Col, élastique et fermeture éclair
- Col, ouvert et Velcro
- Col, élastique et velcro
- col et poignets en tricot, boutons
- col et poignets en tricot, fermeture éclair

## Détails Image de manteau de laboratoire dentaire jetable:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



