

Jetable masque avec contour d'oreille jetable masque d'hôpital, masques jetables usine

Détails rapides pour masque jetable à l'hôpital

- 1) Couche: 3ply, PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 2) Taille: 19.5X7.5cm
- 3) Couleur: blanc / bleu / vert / rose / / orange / violet / jaune citron / Capri bleu / bordeaux / noir, nous avons 11 couleurs différentes totalement.
- 4) boucle d'oreille: élastique plat, rond élastique, ou une cravate sur la boucle d'oreille
- 5) bar Nez: plastique ou en métal

Nos masques jetables peuvent réaliser suivant la norme de qualité

- 1) Conforme à EN14683: 2005
- 2) filtration bactérienne efficacité (BFE%) & gt; 99%.
- 3) type standard IIR, résistance à la pénétration par le sang synthétique 120 mmHg.

Comment porter jetable masque facial avec earloop

- 1) Appartement les masques jetables
- 2) Poussez masques jetables plats à la face
- 3) Maintenez le masque avec la main gauche, et la poignée du cordon autour de la partie de l'oreille avec la main droite
- 4) Maintenez le masque avec la main droite, et à manipuler le cordon autour de la partie de l'oreille avec la main gauche.
- 5) Ouvrez les plis, et appuyez sur le pince-nez.

Emballage de masque jetable à l'hôpital

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

Autres informations jetable masque avec earloop

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé

Échantillon

L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Photos de jeter le masque de visage avec earloop





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

