

Description de la blouse d'hôpital jetables:

1. Matériel: SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond non-tissés)
2. tissu SMS barrière est une construction trilaminé unique qui offre une résistance à la traction et la ténacité qui est aussi doux, drapable, et facile à travailler avec. SMS fournit une barrière de fluide et de particules pour protéger le travailleur sans sacrifier la mobilité et le confort.
3. couche Spunbond est composé de filaments continus, avec une bonne résistance à la traction et l'allongement, Melt couche soufflé est constitué de fibres micro continue
4. Caractéristiques: Anti-pull, respectueux de l'environnement, une bonne résistance à la traction, une sensation de douceur, non-toxique, résistant à l'eau, l'air perméable

Les détails de conception pour blouse d'hôpital jetables:

1. Matériel: SMS
2. Cuff: brassard élastique ou tricoté; Neck: liens ou Velcro sur le dos du cou
3. Tour de taille: les liens à la taille; Avec la carte de papier ou non
4. Couleur: bleu, blanc, vert, jaune, rose, etc.
5. Autres matériaux et les spécifications sont également disponibles, peuvent faire selon les exigences des clients.

Application:

Peut être utilisé à l'hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, ne importe où besoin de protection. Prévenir et isoler la poussière, particules, l'alcool, le sang, les bactéries et les virus envahissant. Peut être utilisé comme une visite manteau .Prevent infection croisée te dans le traitement médical au domaine de l'assainissement. Économique et jetable. Accord avec les normes d'hygiène.

La spécification de la robe de SMS jetable:

Matériel	SMS
Couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, etc.
Manchette	manchette en maille ou manchette élastique,
Cou	Cravates ou velcro
taille	Attachez sur
Manches	Manches longues / manches courtes / manches non
Stérilisation	EO stérilisation ou non-stériliser
couche renforcée	que vos exigences
Taille	S-6XL, ou en tant que votre demande
Quantité minimum d'achat	5000 pcs
Prix:	Négociable
Modalités de paiement:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement:	1 * 40 HQ peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison:	Selon la quantité, normalement, 30 jours après l'ordre confirmé

Le tableau de la robe de SMS jetable de la taille:

Taille	S	M	L	XL
Hauteur (cm)	110	115	120	125
circonférence de la poitrine (CM)	30	137	140	150

Détails Image de chemise d'hôpital jetable:

