

Casquettes chirurgicales non tissées jetables pour médecin

Spécification:

Matériel	Pp, spp, SBPP, SMS, SMMS, microporeux
Couleur	Blanc, bleu, vert, jaune, rougec
Poids de tissu	PP 10-30gsm, SMS 30-65gsm, microporeuse45-65gsm
Taper	liens
Élastique	Simple double
Taille	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ", 24" etc.
Certificat	CE, ISO13485, FDA
Emballage	100 / sac, 2000pcs / CTN ou selon vos besoins
Goûter	L'échantillon peut être terminé en 2 jours
Modèle	Capuchon chirurgical jetable

Avantages:

1. Fabricant 1.Directement, bouchon de vadrouille jetable, toutes les couleurs.
- 2, Iso, CE, Bonne protection, Latex Gratuit, Easy Respiration, Eco Friendly,
- 3.Capacité: 200 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminé dans les 10-15 jours;
4. Conception d'emballage OEM, service en 24 heures.