

bonnets chirurgicaux jetables Introduction:

Jetables bonnets bouffants chirurgicales sont réalisées en matériau souple PP non-tissé, la couture et le style automatique.

bonnets chirurgicaux jetables non tissés infirmières casquettes sont confortables pour la protection personnelle dans un hôpital ou autre lieu médical.

Aussi les bouchons chirurgicaux de style "bouffant" est plus confortable pour ceux qui ont les cheveux longs. Ceci est un bon choix car il a plus d'espace et ne tient pas la sueur contre le cuir chevelu qui peut favoriser une irritation et des démangeaisons. Un chirurgien ne peut pas être inquiet de rayer sa tête tout en effectuant la chirurgie.

bouffant chirurgicale jetable casquettes Avantages:

1. Capacité: Repousse fluides des extérieurs.
2. Matériel: PP non-tissé.
3. L'assainissement et de la qualité en conformité avec la CE, ISO13485
4. Les logos des clients est acceptée.
5. Différentes tailles et couleurs disponibles.
6. cheveux complet couvrant fabriqué à partir souple et confortable, liée à la chaleur fibre optique de polypropylène avec un bord élastique encapsulé.
7. Cap est compacte pliée en bande facilement ouverte à la forme.
8. Avec simple ou double élastique disponible, dans la forme plissée ou un clip avec des couleurs différentes disponibles.

Jetables chirurgicaux casquettes Indications:

1. Convient à l'électronique fabrique, restaurants, transformation des aliments, l'école, l'hôpital, etc. Largement utilisés dans la clinique, le restaurant de l'hôpital, magasin d'alimentation.
2. Sterile bouchons jetables sont utilisés pour personnel hospitalier et les patients médicaux cliniques.
3. bouchons jetables Non stériles peuvent être utilisées pour l'atelier sans poussière, hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite.

Jetables chirurgicaux casquettes Spécifications:

Matériel	PP non tissé
Poids	10-30g
style	Elastic (sans latex), simple et double de style élastique, avec un pic
Taille	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Couleur	bleu (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
la taille de l'emballage	58x25x27cm
Applications	hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 PCS

Détails photo de bouchons chirurgicaux jetables:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

