

Description tablier jetable

- 1.Low polyéthylène haute densité ou du polyéthylène haute densité.
2. Disponible dans différentes tailles.
- 3.Grade: non stérile.
4. Largement utilisé dans les domaines de l'examen médical, alimentaire manipulation,Restaurants,jardinage,ménage, etc.

Contrôle de qualité

1. Nous ne commencerons pas à faire les produits jusqu'à ce que vous confirmiez l'échantillon.
2. L'emballage sera résistant à l'eau, résistant à l'humidité et étanche

usine Advantage

Service 1.Offer OEM

2. Un service rapide et le temps de livraison
 3. Haute Qualité & Prix concurrentiel va vous aider à vaincre vos concurrents.
 4. Les échantillons et de personnalisation disponibles.
 5. paiement rapide, livraison rapide et prix compétitif
 6. Stable qualité et le meilleur service après-vente.
 7. Professional QC pour contrôler la qualité des produits. Tous les produits sont conformes international standard tel que CE, ISO13485 qualité.
 8. Avoir assez d'expérience et acquis une grande réputation de nos clients tout le mot.
- Tels que l'Amérique, l'Amérique du Sud, Europe et l'Asie et ainsi de suite.

Spécifications de tablier jetable

La description	tablier jetable
Matériel	LDPE / HDPE / CPE
Poids	5g --- 25g
Épaisseur	0,01 ~ 0.045mm
style	surface en relief ou lisse
Taille	61 * 107cm, 71 * 117cm; 70 * 120cm, 80 * 140cm ou personnalisé
Couleur	blanc, clair, bleu, rouge, vert ou comme votre exigence
Emballage	100pcs / sac, 10 sacs / ctn ou 100pcs / boîte, 10boxes / ctn.

Emballage conception	toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
Applications	Largement utilisé dans domaines de l'examen médical, la manipulation des aliments, les restaurants, le jardinage, ménage, etc.
MOQ	100.000 PCS
Échantillon	échantillon de tablier chirurgical peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans 3days
Paielement terme	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Livraison temps	1 * 40HQ tablier chirurgical peut être terminé dans les 25 jours
GOUSSET port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Photos du tablier





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



FAQ:

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créée en 2003, nous avons notre propre exportés société de droits en 2013.

Q: 2. Quel est le nombre d'employés dans votre entreprise?

A: Notre usine est d'environ 380-400 travailleurs qualifiés, 10 QC professionnel pour le contrôle de la qualité au cours chaque processus et 10 ventes de int'l professionnelles avec 3-8 ans d'expérience dans le département du commerce int'l.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4.Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

Q: 5.Can nous imprimons notre logo dans les produits ou l'emballage?

R: Oui, tous les produits peuvent être fabriqués sur mesure et tout emballage peut être imprimé en tant que votre œuvre d'art.